



- Boîtier aérosol fer blanc diamètre : 52 mm / Hauteur : 161 mm  
- Volume nominal : 335 ml / Volume net : 250 ml.

#### MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant usage. Pulvériser à 30cm de la surface à traiter. Bien laisser sécher les surfaces au moins 1 heure puis aérer la pièce au moins 10 minutes.

Contre les acariens (dont sarcopte de la gale) et les punaises de lit : Traiter la literie : de préférence le matin, sur matelas et coussins déhoussés, encadrure de lit, laisser sécher intégralement, aspirer pour éliminer les allergènes puis recouvrir de housse et taie propres (lavés en machine >60°).

Contre les puces et autres parasites de l'habitat : Traiter les tissus, moquettes, parquets... et tous les lieux de passage ou de nidation des nuisibles. Laisser sécher. Aspirer pour éliminer les nuisibles inertes.

Afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, il est recommandé aux sujets asthmatiques de quitter la pièce. Protéger les animaux à sang froid : couvrir les cages, les terrariums, les aquariums et couper l'alimentation de la pompe. Faire un essai au préalable sur tissu très blanc.

Insecticides SICO

## Anti parasites (gale, punaises de lit..)

Ref. 240040

**Insecticide acaricide** très efficace. Actif sur les parasites (**sarcopte de la gale, punaises de lit, puces** ... à tous les stades de leur développement : larves, nymphes ou adultes). **Protège des infestations jusqu'à 6 mois.** Complément du traitement des allergies aux acariens domestiques (asthme, rhinites, conjonctivites) et des infestations par des puces, permettant d'éviter les phénomènes fréquents de recontamination humaine par les vêtements ou la literie.  
En tir direct: 1 pulvérisation de 3 secondes suffit  
Traitement de surface: 1 aérosol couvre ~ 15m<sup>2</sup>

#### APPLICATION

Traite la literie, les vêtements et tissus, la moquette, le parquet...  
Efficacité professionnelle pour les écoles, les hôpitaux, les hôtels, les gîtes, les centres d'accueil, les lieux publics...

#### Données techniques

Conditionnement	250 ml
UC	carton de 12x250ml